

Følg disse trin, hvis en person er bevidstløs:



1. Kontroller patientens respons.



2. Åbn luftvejen og kontroller for normale vejrtrækninger.



3. Ring til alarmcentralen og hent (eller send nogen for at hente) AED'en.



4. Giv patienten 30 kompressioner og derefter to indblæsninger. Gentag cyklussen, indtil AED'en ankommer, den tilskadekomne bevæger sig eller uddannet redningspersonale ankommer.



5. Åbn låget helt (for at tænde for AED'en) og følg instruktionerne.

Cardiac Science, et datterselskab, der ejes fuldt ud af Opto Circuits (India) Ltd., udvikler, fremstiller og markedsfører en række avancerede diagnostiske og terapeutiske enheder og systemer, inklusive automatiserede eksterne defibrillatorer, elektrokardiografiske enheder og mere. Cardiac Science har hovedkvarter i USA og gør forretning i Nordamerika, Europa og Asien. Der findes yderligere oplysninger på cardiacscience.com.

Centraleuropa (D, A, CH) • Oskar-Schindler-Strasse 3, D-50769 Köln, Tyskland • +49.221.33734.300 • centraleurope@cardiacscience.com

Cardiac Science International A/S • Kirke Værløsevej 14, DK-3500 Værløse, Danmark • +45.4438.0500 • Fax: +45.4438.0501 • international@cardiacscience.com

Storbritannien • The Manse, 39 Northenden Road, Sale, Manchester, M33 2DH, Storbritannien • +44.161.926.0000 • uk@cardiacscience.com

Frankrig • Tech'indus D, 645 rue Mayor de Montricher, 13854 Aix-en-Provence Cedex 3, Frankrig • +33.4.42.12.37.91 • france@cardiacscience.com

Italien • via Marconi 100, I-29020 Gossolengo (PC), Italien • +39.340.0636687 • italia@cardiacscience.com

Cardiac Science Corporation • 3303 Monte Villa Parkway, Bothell, WA 98021 USA • +1.425.402.2000 • care@cardiacscience.com

Teknisk support • international@cardiacscience.com



Cardiac Science, det afskærmede hjertelogo, Powerheart, Rescue Ready og RescueCoach er varemærker, der tilhører Cardiac Science Corporation. Copyright © 2011 Cardiac Science. Alle rettigheder forbeholdes. MKT-05028-14rA


Du kan redde et liv.



AT THE HEART OF SAVING LIVES™



Din sikkerhed er af største interesse for os.



Imødekommenhed:
International Liaison
Committee on
Resuscitation (ILCOR)

Vidste du? Akut hjertestop er årsag til tretten procent af alle dødsfald på arbejdspladsen.¹


Da den eneste effektive behandling af akut hjertestop er stød fra en defibrillator, har vi monteret automatiske eksterne defibrillatorer (AED) på strategiske steder i bygningen for at beskytte vores medarbejdere, kunder, forretningspartnere og gæster.

En defibrillator er sikker og effektiv og kan anvendes af de fleste. Den giver et elektrisk stød for at hjælpe med at genoprette en tilskadekommes normale hjerterytme. Defibrillatorer gør i dag det meste af arbejdet for dig - du skal bare åbne låget og følge de stemmepromptede instruktioner.

Det er stort set umuligt at genoplive en patient ti minutter efter akut hjertestop. 2 Hvert sekund er afgørende for at give den tilskadekomne den bedst mulige chance for at overleve og have en normal tilværelse.

Stop et øjeblik og find den nærmeste AED - den findes der, hvor du ser det grønne symbol ovenfor. Og tak for at du er et aktivt medlem af vores Heartsafe-netværk.

1. Occupational Safety and Health Administration OSHA 3174
2. www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=4741



Overlevelseskæden

For at du kan føle dig tryk, vil du altid kunne finde en Powerheart® AED lige om hjørnet - døgnet rundt!

Bare rolig. Stort set alle kan anvende en Powerheart AED G3 Plus Automatic.

Den kommer med RescueCoach™ stemmeprompter, der leder brugeren sikkert gennem redningsprocessen. Når redningspersonalet påsætter defibrillatorelektroderne, analyserer G3 Plus Automatic hjerterytmen, og "ved", hvornår stødet skal leveres (eller ikke leveres) – automatisk og uden brugerhandling – og prompter derefter om hjerte-lunge-redning.

Apparatet er Rescue Ready®, hvilket betyder, at det afprøver batteriet, hardwaren, softwaren og defibrilleringselektroderne dagligt for at sikre, at apparatet virker, når du har brug for det.

Tekstskræmen er et ekstra hjælpemiddel under støjende og kaotiske forhold.

RescueCoach™-stemmeprompterne og metronomguiden leder dig gennem en meget belastende redningssituation.

Begge tilsluttede elektroder kan enten placeres i positionen øverst til højre eller nederst til venstre på brystet.



Powerheart AED G3 Plus